

INHALTE



URETERSCHIENEN
Kapitel 1



NEPHROSTOMIE
Kapitel 2



SUPRAPUBISCHE
BLASENDRAINAGE
Kapitel 3



ZUBEHÖR
Kapitel 4



URETERKATHETER
Kapitel 5



BALLONKATHETER
Kapitel 6



STEINFANGKÖRBCHEN
Kapitel 7



URODYNAMIK
Kapitel 8



INKONTINENZ-CHIRURGIE
Kapitel 9



SPEZIALPRODUKTE
Kapitel 10



PFLEGEPRODUKTE
Kapitel 11



KINDERUROLOGIE
Kapitel 12


NEPHROSTOMIE



RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

PC-beschichtet, mit Pigtail

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Beschichtung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen, dadurch Verlängerung der Liegedauer
- ♦ Drainageöffnungen im Pigtail
- ♦ Luer-Lock-Anschluss



Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Ultraschallsichtbar

Führungsdraht (Lunderquist)

- ♦ PTFE-beschichtet

Universaladapter

- ♦ Luer-Lock-Anschluss und Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ Länge: 10 cm

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

PC-beschichtet, mit Pigtail


Einzelkatheter		
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Pigtailkatheter
06	24	RP-410640
06	34	RP-410650
07	24	RP-410740
07	34	RP-410750
08	24	RP-410840
08	34	RP-410850
09	24	RP-410940
09	34	RP-410950
10.5	30	RP-411050
12	30	RP-411250

Punktions-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Punktions-Set	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
06	24	RP-400640	05/07	80	0.035"	J-Tip	hart
06	34	RP-400650	05/07	80	0.035"	J-Tip	hart
07	24	RP-400740	06/08	80	0.035"	J-Tip	hart
07	34	RP-400750	06/08	80	0.035"	J-Tip	hart
08	24	RP-400840	07/09	80	0.035"	J-Tip	hart
08	34	RP-400850	07/09	80	0.035"	J-Tip	hart
09	24	RP-400940	08/10	80	0.035"	J-Tip	hart
09	34	RP-400950	08/10	80	0.035"	J-Tip	hart
10.5	30	RP-401050	08/12	80	0.035"	J-Tip	hart
12	30	RP-401250	10/14	80	0.035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Wechsel-Set	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
06	24	RP-400642	06/07	80	0.035"	gerade	hart
06	34	RP-400652	06/07	80	0.035"	gerade	hart
07	24	RP-400742	07/08	80	0.035"	gerade	hart
07	34	RP-400752	07/08	80	0.035"	gerade	hart
08	24	RP-400842	08/09	80	0.035"	gerade	hart
08	34	RP-400852	08/09	80	0.035"	gerade	hart
09	24	RP-400942	09/10	80	0.035"	gerade	hart
09	34	RP-400952	09/10	80	0.035"	gerade	hart
10.5	30	RP-401052	10/12	80	0.035"	gerade	hart
12	30	RP-401252	12/14	80	0.035"	gerade	hart

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset Mit Pigtail

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen im Pigtail
- ◆ Luer-Lock-Anschluss

Punktionsnadel

- ◆ 2-teilige Nadel
- ◆ Medizinischer Edelstahl
- ◆ 18 G, 20 cm Länge
- ◆ Ultraschallsichtbar

Führungsdraht (Lunderquist)

- ◆ PTFE-beschichtet

Universaladapter

- ◆ Luer-Lock-Anschluss und Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ◆ Länge: 10 cm

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

Mit Pigtail

Einzelkatheter		
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Pigtailkatheter
06	24	RE-410640
06	34	RE-410650
07	24	RE-410740
07	34	RE-410750
08	24	RE-410840
08	34	RE-410850
09	24	RE-410940
09	34	RE-410950
10.5	30	RE-411050
12	30	RE-411250


Punktions-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Punktions-Set	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
06	24	RC-400640	07	80	0.035"	J-Tip	hart
06	34	RC-400650	07	80	0.035"	J-Tip	hart
07	24	RC-400740	08	80	0.035"	J-Tip	hart
07	34	RC-400750	08	80	0.035"	J-Tip	hart
08	24	RC-400840	09	80	0.035"	J-Tip	hart
08	34	RC-400850	09	80	0.035"	J-Tip	hart
09	24	RC-400940	10	80	0.035"	J-Tip	hart
09	34	RC-400950	10	80	0.035"	J-Tip	hart
10.5	30	RC-401050	08/12	80	0.035"	J-Tip	hart
12	30	RC-401250	10/14	80	0.035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Wechsel-Set	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
06	24	RC-400642	06/07	80	0.035"	gerade	hart
06	34	RC-400652	06/07	80	0.035"	gerade	hart
07	24	RC-400742	07/08	80	0.035"	gerade	hart
07	34	RC-400752	07/08	80	0.035"	gerade	hart
08	24	RC-400842	08/09	80	0.035"	gerade	hart
08	34	RC-400852	08/09	80	0.035"	gerade	hart
09	24	RC-400942	09/10	80	0.035"	gerade	hart
09	34	RC-400952	09/10	80	0.035"	gerade	hart
10.5	30	RC-401052	10/12	80	0.035"	gerade	hart
12	30	RC-401252	12/14	80	0.035"	gerade	hart

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

PC-beschichtet, mit Pigtail, mit Faden

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Beschichtung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen, dadurch Verlängerung der Liegedauer
- ♦ Drainageöffnungen im Pigtail
- ♦ Luer-Lock-Anschluss
- ♦ Faden zur Pigtailsicherung



Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Ultraschallsichtbar

Führungsdraht (Lunderquist)

- ♦ PTFE-beschichtet

Universaladapter

- ♦ Luer-Lock-Anschluss und Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ Länge: 10 cm

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

PC-beschichtet, mit Pigtail, mit Faden

Einzelkatheter		
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Pigtailkatheter
08	24	RP-410840-FI
08	34	RP-410850-FI
09	24	RP-410940-FI
09	34	RP-410950-FI
10.5	30	RP-411050-FI
12	30	RP-411250-FI


Punktions-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Punktions-Set	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
08	24	RP-400840-FI	07/09	80	0.035"	J-Tip	hart
08	34	RP-400850-FI	07/09	80	0.035"	J-Tip	hart
09	24	RP-400940-FI	08/10	80	0.035"	J-Tip	hart
09	34	RP-400950-FI	08/10	80	0.035"	J-Tip	hart
10.5	30	RP-401050-FI	08/12	80	0.035"	J-Tip	hart
12	30	RP-401250-FI	10/14	80	0.035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Wechsel-Set	Dilatatoren (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
08	24	RP-400842-FI	08/09	80	0.035"	gerade	hart
08	34	RP-400852-FI	08/09	80	0.035"	gerade	hart
09	24	RP-400942-FI	09/10	80	0.035"	gerade	hart
09	34	RP-400952-FI	09/10	80	0.035"	gerade	hart
10.5	30	RP-401052-FI	10/12	80	0.035"	gerade	hart
12	30	RP-401252-FI	12/14	80	0.035"	gerade	hart

RENODRAIN-DIREKT-NEPHROSTOMIE

Einschritt- oder Zweischritt-Technik

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Streckhilfe zum leichten Einführen des Mandrins und der Punktionsnadel
- ♦ Luer-Lock-Anschluss

Punktionsnadeln

- ♦ 2-teilige Nadeln
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Ultraschallsichtbar

Mandrin

- ♦ Abgerundete Spitze zum sicheren Strecken des Katheters

Führungsdraht (Lunderquist)

- ♦ PTFE-beschichtet

Universaladapter

- ♦ Luer-Lock-Anschluss und Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ Länge: 10 cm

RENODRAIN-DIREKT-NEPHROSTOMIE

Einschritt- oder Zweischritt-Technik

Einschritt-Technik

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer
08	22	RE-400891


Zweischritt-Technik

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer	Drahtlänge (cm)	Drahtdurch- messer	Drahtspitze	Draht- Härtegrad
08	22	RE-400892	80	0.035"	J-Tip	hart

RENODRAIN-DIREKT-NEPHROSTOMIE nach Schüller

Zweischritt-Technik, Punktionsnadel 2- oder 3-teilig

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Streckhilfe zum leichten Einführen des Mandrins und der Punktionsnadel
- ♦ Luer-Lock-Anschluss

Mandrin

- ♦ Abgerundete Spitze zum sicheren Strecken des Katheters

Führungsdraht (Lunderquist)

- ♦ PTFE-beschichtet

Universaladapter

- ♦ Luer-Lock-Anschluss und Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ Länge: 10 cm

RENODRAIN-DIREKT-NEPHROSTOMIE nach Schüller

Zweischritt-Technik, Punktionsnadel 2- oder 3-teilig

Mit kurzer Punktionsnadel, 2-teilig


Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer	Länge Punktionsnadel (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
08	20	RE-400820	20	80	0.035"	J-Tip	hart

Mit langer Punktionsnadel, 3-teilig

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer	Länge Punktionsnadel (cm)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
08	20	RE-400870	50	80	0.035"	J-Tip	hart

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset PC-beschichtet, mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ PC-Beschichtung zur Verringerung des Risikos von Infektionen und Inkrustationen, dadurch Verlängerung der Liegedauer
- ♦ Drainageöffnungen im Pigtail
- ♦ Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels

Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Ultraschallsichtbar

Führungsdraht (Lunderquist)

- ♦ PTFE-beschichtet

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

PC-beschichtet, mit Pigtail, mit Trichter

Einzelkatheter		
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Pigtailkatheter
11	28	RP-411140
14	28	RP-411440


Punktions-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Punktions-Set	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
11	28	RP-401140	08/12*	80	0.035"	J-Tip	hart
14	28	RP-401440	10/14/16*	80	0.035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Wechsel-Set	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
11	28	RP-401142	10/12*	80	0.035"	gerade	hart
14	28	RP-401442	12/14/16*	80	0.035"	gerade	hart

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

Mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Nephrostomiekatheter

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Drainageöffnungen im Pigtail
- ◆ Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels

Punktionsnadel

- ◆ 2-teilige Nadel
- ◆ Medizinischer Edelstahl
- ◆ 18 G, 20 cm Länge
- ◆ Ultraschallsichtbar

Führungsdraht (Lunderquist)

- ◆ PTFE-beschichtet

RENODRAIN-YELLOW Nephrostomie Punktions- und Wechselset

Mit Pigtail, mit Trichter

Einzelkatheter		
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Pigtailkatheter
11	28	RE-411140
14	28	RE-411440


Punktions-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Punktions-Set	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
11	28	RC-401140	08/12*	80	0.035"	J-Tip	hart
14	28	RC-401440	10/16*	80	0.035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Wechsel-Set	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
11	28	RC-401142	10/12*	80	0.035"	gerade	hart
14	28	RC-401442	14/16*	80	0.035"	gerade	hart

RENODRAIN-INTEGRALE Nephrostomie Punktions- und Wechselset

100% Silikon, mit integriertem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Öffnung hinter dem Ballon zur Kelchdrainage
- ♦ Integrierter Ballon
- ♦ Röntgenkontraststreifen
- ♦ Ultraschallsichtbare, verstärkte Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung



Punktionsnadel

- ♦ 2-teilige Nadel
- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ 18 G, 20 cm Länge
- ♦ Ultraschallsichtbar

Führungsdraht (Lunderquist)

- ♦ PTFE-beschichtet

RENODRAIN-INTEGRALE Nephrostomie Punktions- und Wechselset

100% Silikon, mit integriertem Ballon

Einzelkatheter			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Ballonkatheter
10	40	1.5	NE-261005
12	30	2.0	NE-261225
12	40	2.0	NE-261205
14	30	3.0	NE-261425
14	40	3.0	NE-261405
16	30	5.0	NE-261625
16	40	5.0	NE-261605
18	30	5.0	NE-261825
18	40	5.0	NE-261805
20	40	5.0	NE-262005
22	40	5.0	NE-262205

Punktions-Set								
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Punktions-Set	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
10	40	1.5	RE-401033	10/12*	80	0.035"	J-Tip	hart
12	40	2.0	RE-401233	10/14*	80	0.035"	J-Tip	hart
14	40	3.0	RE-401433	10/14/16*	80	0.035"	J-Tip	hart

Wechsel-Set								
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Wechsel-Set	Dilatatoren (FR/CH) *mit Spaltschaft	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
10	40	1.5	RE-401032	10/12*	80	0.035"	gerade	hart
12	40	2.0	RE-401232	12/14*	80	0.035"	gerade	hart
14	40	3.0	RE-401432	14/16*	80	0.035"	gerade	hart

RENODRAIN-BALLONKATHETER

100% Silikon, mit Hohlmandrin, mit integriertem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Öffnung hinter dem Ballon zur Kelchdrainage
- ♦ Integrierter Ballon
- ♦ Offene, verstärkte Spitze
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung



Hohlmandrin


- ♦ Zum Stabilisieren des Ballonkatheters

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer	Hohlmandrin Max. Drahtdurchmesser
12	40	2	NE-291205	0.035"
12	25	2	NE-291225	0.035"
14	40	3	NE-291405	0.035"
14	25	3	NE-291425	0.035"
16	40	5	NE-291605	0.035"
16	25	5	NE-291625	0.035"
18	40	5	NE-291805	0.035"
18	25	5	NE-291825	0.035"
20	40	5	NE-292005	0.035"
20	25	5	NE-292025	0.035"
22	40	5	NE-292205	0.035"
22	25	5	NE-292225	0.035"

REPOSITIONIER-KATHETER

Zur Sondierung des Nephrostomie-Kanals nach Dislokation einer perkutan oder operativ angelegten Nephrostomie

SET-KOMPONENTEN



Katheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Gebogene Spitze (45°-Krümmung)
- ♦ Offene Spitze
- ♦ Röntgensichtbar

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer	Max. Drahtdurchmesser
06	50	RE-650	0.035"