

INHALTE



URETERSCHIENEN
Kapitel 1



NEPHROSTOMIE
Kapitel 2



SUPRAPUBISCHE
BLASENDRAINAGE
Kapitel 3



ZUBEHÖR
Kapitel 4



URETERKATHETER
Kapitel 5



BALLONKATHETER
Kapitel 6



STEINFANGKÖRBCHEN
Kapitel 7



URODYNAMIK
Kapitel 8



INKONTINENZ-CHIRURGIE
Kapitel 9



SPEZIALPRODUKTE
Kapitel 10



PFLEGEPRODUKTE
Kapitel 11



KINDERUROLOGIE
Kapitel 12


BALLONKATHETER



2-WEGE BALLONKATHETER

100% Silikon, mit aufgeklebtem Ballon

BESCHREIBUNG



2-Wege Ballonkatheter

💧 Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit


Nelaton-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
12	40	10	MA-201205
12	22	10	MA-221210
14	40	10	MA-201405
14	22	10	MA-221410
14	40	30	MA-211430
16	40	10	MA-201605
16	22	10	MA-221610
16	40	30	MA-211630
18	40	10	MA-201805
18	22	10	MA-221810
18	40	30	MA-211830
20	40	10	MA-202005
20	22	10	MA-222010
20	40	30	MA-212030
22	40	10	MA-202205
22	22	10	MA-222210
22	40	30	MA-212230
24	40	10	MA-202405
24	22	10	MA-222410
24	40	30	MA-212430
26	40	10	MA-202605

Tiemann-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
10	31	03	MA-301010
12	40	05	MA-301210
14	40	05	MA-301410
16	40	10	MA-301610
18	40	10	MA-301810
20	40	10	MA-302010
22	40	10	MA-302210
24	40	10	MA-302410

2-WEGE BALLONKATHETER

100% Silikon, Standard und Supersoft

BESCHREIBUNG



2-Wege Ballonkatheter

💧 Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit


Standard			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
12	40	05	GR-701210
14	40	05	GR-701410
16	40	05-10	GR-701610
18	40	05-10	GR-701810
20	40	05-10	GR-702010
22	40	05-10	GR-702210
24	40	05-10	GR-702410
26	40	05-10	GR-702610

Supersoft			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
12	40	10	GR-601210
14	40	10	GR-601410
16	40	10	GR-601610
18	40	10	GR-601810
20	40	10	GR-602010
22	40	10	GR-602210
24	40	10	GR-602410
26	40	10	GR-602610

2-WEGE BALLONKATHETER

Latex mit Silikonelastomer-Beschichtung, mit aufgeklebtem Ballon

BESCHREIBUNG



2-Wege Ballonkatheter


☛ Kombiniert die Vorteile von Latex (Ballonfestigkeit und geringe Diffundierung) und Silikon (Gewebeverträglichkeit)

Nelaton-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
12	41	10	GR-501210-G
14	41	10	GR-501410-G
16	41	10	GR-501610-G
18	41	10	GR-501810-G
20	41	10	GR-502010-G
22	41	10	GR-502210-G
24	41	10	GR-502410-G

3-WEGE BALLONKATHETER Postoperative Spülung

100% Silikon, mit aufgeklebtem Ballon

BESCHREIBUNG



3-Wege Ballonkatheter

💧 Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit

Nelaton-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
16	40	10	MA-231605
18	40	10	MA-231805
18	40	30	MA-241830
20	40	10	MA-232005
20	40	30	MA-242030
22	40	10	MA-232205
22	40	30	MA-242230
24	40	30	MA-242430

3-WEGE BALLONKATHETER Postoperative Spülung und Tamponade

100% Silikon, mit aufgeklebtem Ballon

BESCHREIBUNG



3-Wege Ballonkatheter

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Große Ballonkapazität zur sicheren Kompression und effektiven Hämostase
- ♦ Sehr hohe Drainageleistung

Dufour-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
16	42	40	MA-521640
18	42	50	MA-521850
20	42	60	MA-522060
22	42	70	MA-522270
24	42	80	MA-522480



Couvellaire-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
16	42	40	MA-501640
18	42	50	MA-501850
20	42	60	MA-502060
22	42	70	MA-502270
24	42	80	MA-502480



Mercier-Spitze			
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Bestellnummer
16	42	40	MA-561640
18	42	50	MA-561850
20	42	60	MA-562060
22	42	70	MA-562270
24	42	80	MA-562480



EINMALKATHETER / DILATATIONSKATHETER-SET

BESCHREIBUNG



Einmalkatheter / Geschlossene Spitze				
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Nelaton-Spitze lang	Bestellnummer Nelaton-Spitze kurz	Bestellnummer Tiemann-Spitze
06	18		1102 018 06	
06	40	1100 040 06		
08	18		1102 018 08	
08	40	1100 040 08		
10	18		1102 018 10	
10	40	1100 040 10		1101 040 10
12	18		1102 018 12	
12	40	1100 040 12		1101 040 12
14	18		1102 018 14	
14	40	1100 040 14		1101 040 14
16	18		1102 018 16	
16	40	1100 040 16		1101 040 16
18	40	1100 040 18		1101 040 18
20	40	1100 040 20		1101 040 20
22	40	1100 040 22		1101 040 22
24	40	1100 040 24		

Dilatationskatheter-Sets / Geschlossene Spitze / Katheter einzeln verpackt				
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Nelaton-Spitze lang	Bestellnummer Nelaton-Spitze kurz	Bestellnummer Tiemann-Spitze
10/12/14/16	18		11007 00 18	
08/10/12/14/16/18/20	40	11006 00 40		
10/12/14/16/18/20	40			11005 00 40