

INHALTE



URETERSCHIENEN
Kapitel 1



NEPHROSTOMIE
Kapitel 2



SUPRAPUBISCHE
BLASENDRAINAGE
Kapitel 3




ZUBEHÖR
Kapitel 4



URETERKATHETER
Kapitel 5



BALLONKATHETER
Kapitel 6



STEINFANGKÖRBCHEN
Kapitel 7



URODYNAMIK
Kapitel 8



INKONTINENZ-CHIRURGIE
Kapitel 9



SPEZIALPRODUKTE
Kapitel 10



PFLEGEPRODUKTE
Kapitel 11



KINDERUROLOGIE
Kapitel 12


STEINFANGKÖRBCHEN



Steinfangkörbchen

Superelastisch durch Nitinolmaterial, mit Wechselgriff nach Lahme

„TIPLESS“



- Filigranes 3-, 4- oder 6-Draht-Körbchen ohne Spitze für die flexible Uretero-Renoskopie
- De- und rekonnetzierbarer Griff:
Endoskop kann bei liegendem Körbchen entfernt und der Griff anschließend wieder konnetziert werden
- Zum Aufgreifen kleinster Steinkonkremente auch am Geweberand
- Einführhilfe und Tuohy Borst Adapter zum Schutz der Körbchenspitze

Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Bestellnummer
1.2	3	120	12	8	STN-T123-120
1.8	4	120	15	11	STN-T184-120
1.8	6	120	13	9	STN-T186-120

STEINFANGKÖRBCHEN

„HELIKAL“




Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Spitzenlänge (mm)	Bestellnummer
2.5	4	90	30	12	3	STN-L254-090
2.5	4	120	30	12	3	STN-L254-120
3.0	4	90	31	12	3	STN-L304-090
3.0	4	120	31	12	3	STN-L304-120
4.0	4	90	37	15	3	STN-L404-090

„FILIFORM“



Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Spitzenlänge (mm)	Bestellnummer
3.0	4	90	30	12	40	STN-F304-090

„GERADE“



Größe (FR/CH)	Drähte	Arbeitslänge (cm)	Körbchenlänge (mm)	Körbchen Ø (mm)	Spitzenlänge (mm)	Bestellnummer
2.5	4	120	30	12	3	STN-G254-120
3.0	4	120	31	12	3	STN-G304-120